

LAUDO DE ANÁLISES**IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO:**

Nome comercial do produto: Matéria-prima vegetal

Código interno de identificação do produto: F008

Número do lote: 004 - Data de fabricação: 07/2009 - Data de validade: 07/2011

AUTORIZAÇÃO DE REGISTRO: reagentes farmacopéicos. Isento de registro na ANVISA.

Reagentes	Composição	Especificações	Resultados	Referências*
Nº 1 Reagente para análise de Polifenóis	Solução de cloreto férrico	Líquido amarelo-alaranjado. Odor característico. Armazenar protegido da luz.	De acordo	1 e 3
Nº 2 Reagente para análise de Taninos	Solução de gelatina e cloreto de sódio	Líquido incolor a amarelo, denso e levemente turvo.	De acordo	1 e 3
Nº 3 Reagente Alcalino	Solução de hidróxido de sódio	Líquido límpido e incolor. Torna o papel de tornassol vermelho imediatamente azul. Corrosivo.	De acordo	1 e 3
Nº 4 Solução de Fehling A	Solução de sulfato de cobre	Líquido límpido e de coloração azul índigo. Formação de precipitado vermelho-tijolo na presença de açúcares e solução de Fehling B, após aquecimento.	De acordo	2 e 3
Nº 5 Solução de Fehling B	Solução de tartarato de sódio e potássio	Líquido límpido, incolor e inodoro. Formação de precipitado vermelho-tijolo na presença de açúcares e solução de Fehling A, após aquecimento.	De acordo	2 e 3

*Referências bibliográficas: 1=Farmacopéia Brasileira, 4ª Ed.,1988; 2= Farmacopéia Homeopática Brasileira, 2ª ed., 2003;
3 = Fabricante.

CONCLUSÃO: PRODUTO CONFORME**KIT APROVADO****DATA:** 02/07/2009

Controle de Qualidade
Farm^a. Renata Leite Maciel Linhares – CRF-MG 9299